



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotelik lekarski - siodło PROMAT (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Siedzisko w kształcie siodła zapewnia wygodę i stabilizację,
- **Płynna manualna regulacja za pomocą dźwigni ręcznej:**
  - Wysokości siedziska w zakresie: 52,5 - 72,5 cm (amortyzator gazowy),
  - Kąta nachylenia siedziska,
  - Wysokości oparcia,
  - Kąta nachylenia oparcia,
- Mobilny, podstawa pięciopalczasta z kółkami o średnicy: 59 cm,
- Wymiary:
  - Średnica siedziska: 40 mm,
  - Ogólne: 59 x 59 x 71/106,5 cm,
- Waga: 8 kg,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

