



Stół diagnostyczny - zabiegowy APOLLO (Produkt nowy)

- Nowy,
- Posiada wzmocnioną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową, w standardzie występuje dwu częściowe leże,
- **W zagłówniku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Stół wyróżnia zwiększone maksymalne obciążenie do 350 kg. Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Za dopłatą dostępne są opcje takie jak:**
 - Podłokietniki,
 - Wieszak,
 - Pilot nożny (zamiast pilota ręcznego),
- Dane techniczne:
 - Długość: 200 cm
 - Szerokość do wyboru: 65/70/80 cm
 - Wysokość: 48-98 cm
 - Regulacja kąta podglówka: -70° do 45° (za pomocą sprężyny gazowej),
 - Masa własna: 120 kg
 - Maksymalne obciążenie: 350 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy.
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

