



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny SELENE (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada trzy niezależne siłowniki elektryczne, sterowane pilotem ręcznym,
- Fotel wyposażony jest w komplet euro szyn montowany po bokach siedziska, komplet podkolanników oraz miskę ze stali nierdzewnej umieszczoną pod siedziskiem,
- Jest łatwy w utrzymaniu czystości i higieny ze względu na zabudowane elementy konstrukcyjne,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Za dopłatą do fotela są dostępne opcje widoczne na zdjęciu numer 7:**
  - Podłokietniki (1),
  - Demontowany podnózek (2),
  - Wieszak na papier (3),
  - Wieszak na kroplówkę (4),
  - Podpórka do iniekcji (5) - możliwość zmiany tapicerki na kolor fotela za dodatkową opłatą,
  - Załącznik nożny (6),
- **Dane techniczne:**
  - Długość: 135 cm,
  - Szerokość: 57 cm,
  - Wysokość: 55 - 95 cm,
  - Regulacja kąta oparcia: od 0° do 74° (za pomocą siłownika elektrycznego),
  - Pozycja Trendelenburga: od 0° do 19° (za pomocą siłownika elektrycznego),
  - Pozycja Anty-Trendelenburga: od -6° do 0° (za pomocą siłownika elektrycznego),
  - Masa własna: 90 kg,
  - Maksymalne obciążenie: 200 kg,
  - Wymiary siedziska: szer 55 cm x gł. 45 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

