



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wziernik nosowy szczypce 24mm (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Wykonane ze stali nierdzewnej,
- Przeznaczone do wielokrotnego użytku,
- Możliwość sterylizacji,
- Długość wziernika 24 mm,
- Nr kat. 0020,

