



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON C44W+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- Zintegrowany, podwójny ekran 4MP,
- Cechy monitora:
 - Zintegrowane dwa ekrany,
 - Wbudowany tryb multi widoków,
 - System stabilizacji podświetlania matrycy,
 - Idealna reprodukcja kolorów,
 - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
- Zastosowanie:
 - Radiografia Komputerowa / Radiografia bezpośrednia - CR/DR,
 - Tomografia komputerowa - CT,
 - Rezonans magnetyczny - MRI,
 - Pozytonowa tomografia emisyjna / Tomografia komputerowa - PET / CT,
 - Rentgen - X-RAY,
 - Cyfrowa angiografia subtrakcyjna - DSA,
 - Obrazowanie spektrum dyfuzji - DSI,
 - Fuzja obrazu,
 - Medycyna nuklearna,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 30",
 - Głębokość koloru: 1,07 Miliardów,
 - Rozdzielczość: 2560 x 1600,
 - Rozmiar piksela: 0,2505 x 0,2505 mm,
 - Jasność: 700 cd / m²,
 - Kontrast: 1000 : 1,
 - Kąty widzenia: 178° pion / 178° poziom,
 - Czas reakcji: 6 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DisplayPort: 20 pinów * 2
 - DVI-D: 24 piny * 2
 - VGA: D-Sub 15 pinów
 - Z podstawą stołową,
 - Wymiary: 699 (Szer.) x 513 ÷ 633 (Wys.) x 251 (Głęb.) mm,
 - Masa własna: 13 Kg,
 - Zasilanie: DC 24 V,
 - Pobór mocy: maksymalnie 80 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - MTBF: > 50 000 godzin,
 - Certyfikaty: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 36-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

