



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia krótkofalowa Autotherm 390 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji U.S.A. (2012r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Autotherm 390** to nowoczesna diatermia krótkofalowa do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości. Urządzenie może pracować w trybie ciągłym lub impulsowym, co pozwala na uzyskanie odpowiednio efektu termicznego lub atermicznego,
- **Zalety Autotherm 390:**
 - Prosta obsługa,
 - Czytelny panel sterujący,
 - Praca ciągła i impulsowa,
 - Identyfikacja podłączonych elektrod,
 - Aparat sterowany mikroprocesorowo z dźwiękowym sygnalizatorem,
 - Automatyczne wyzerowanie mocy wyjściowej po zakończeniu czasu terapii,
 - Moduł automatycznego testowania aparatu podczas włączania,
 - Akustyczny sygnał zakończenia terapii,
- **Dane techniczne:**
 - Generowana częstotliwość: 27,12 MHz,
 - Rodzaj emisji: ciągła, pulsacyjna,
 - Moc przy emisji ciągłej: 0 - 100 W,
 - Moc przy emisji pulsacyjnej: 0 - 200 W,
 - Częstotliwość pracy pulsacyjnej: 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 400 Hz,
 - Czas trwania impulsu: 65 μ s, 100 μ s, 200 μ s, 300 μ s, 400 μ s,
 - Zegar, czas ekspozycji: 1 - 30 minut,
- **W zestawie:**
 - 2 gumowe aplikatory o wymiarach: 12 x 18 cm,
 - 6 podkładów filcowych dla aplikatorów gumowych,
 - 2 bawełniane osłony,
 - 2 taśmy elastyczne do mocowania elektrod gumowych o wymiarach: 5,5 x 122 cm,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Wymiary: 35 x 46 x 19 cm,
- Waga (samo urządzenie): 6,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

