



System do krioterapii Uzumcu KRY-10S (Produkt nowy)

- Nowy, Demo,
- Produkcji tureckiej,
- Aparat oferuje wiele możliwości leczenia z dziedzin: dermatologii, ginekologii i proktologii dzięki zastosowaniu azotu i dwutlenku węgla,
- W zestawie standardowo znajdują się dysze do zabiegów ginekologicznych. Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia dysz proktologicznych i dermatologicznych,
- Urządzenie ochładza dyszę do -70°C w ciągu 10 sekund, a ociepla do temperatury otoczenia w ciągu 6 sekund poprzez naciśnięcie spustu,
- Zestaw zawiera:
 - Wbudowany manometr,
 - Reduktor,
 - 3 dysze ginekologiczne,
 - Wąż gazowy,
 - Wąż spustowy,
 - Pistolet,
 - Uchwyt na pistolet i dysze,
 - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
 - Wózek wyposażony w 4 kółka,
 - Walizka na pistolet i reduktor,
- Manometr: $0-100\text{ kgf/cm}^2$,
- Ciśnienie zabiegowe: $43-45\text{ kgf/cm}^2$,
- Maksymalne ciśnienie wyjściowe 55 kgf/cm^2 ,
- Maksymalne ciśnienie wejściowe 70 kgf/cm^2 ,
- Gabaryty: $320 \times 175 \times 1100\text{ mm}$,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

