



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Analizator moczu AMP USR-500 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji austriackiej (2012r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 W,
- **Czytnik pasków moczu AMP USR-500** jest funkcjonalnym i wydajnym analizatorem do automatycznego odczytu pasków moczu AMP w laboratoriach o wysokiej przepustowości próbek do 514 pasków na godzinę,
- Obsługa przez intuicyjny ekran dotykowy,
- Posiada wbudowaną drukarkę termiczną,
- Oprogramowanie w języku angielskim,
- Automatyczna kalibracja,
- Automatyczny transport pasków do odczytu,
- Automatyczne usuwanie zużytych pasków do wbudowanego pojemnika,
- Kompensacja intensywnego zabarwienia moczu,
- Możliwość współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym,
- Oznaczanie do 11 parametrów: URO, BIL, KET, BLD, PRO, NIT, LEU, GLU, SG, pH, ASA,
- Typ pasków testowych: AMP Urine Strips US-8, AMP Urine Strips US-10, AMP Urine Strips US-11,
- Metoda pomiaru: kolorymetryczna z wykorzystaniem detekcji światła odbitego,
- Długość fal: 525, 572, 610 oraz 660 nm,
- Pamięć wyników: 2000 oznaczeń + 50 wyników kontroli jakości,
- Komunikacja: interfejs szeregowy RS-232,
- **W zestawie:**
  - Czytnik kodów kreskowych,
- Waga: 7,5 kg,
- Wymiary: 305 x 380 x 378 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Kat 03,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

