



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw Medical Trading PHOENIX BLU 12 (Powystawowy (demo))**

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji włoskiej, (2018r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1800 W,
- Autoklaw klasy B,
- **Wykonane tylko 10 cykli,**
- Ilość tac: 3 sztuki,
- Autoklaw został wyposażony w prosty i intuicyjny interfejs, zapewnia doskonałą wydajność i jest w stanie przeprowadzić cykle klasy B, w ciągu zaledwie 15 minut,
- Jest wyposażony w wielojęzyczny wyświetlacz LCD,
- **Zalety:**
  - Autoklaw klasy B z próżnią frakcjonowaną,
  - Zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
  - 3 cykle testowe z automatyczną regulacją parametrów (Parameters Control System),
  - Wyświetlacz LCD - pokazuje wykres cyklu w danym momencie i zapewnia operatorowi natychmiastowe dane dotyczące ciśnienia i temperatury w komorze,
    - STAND-BY - dzięki funkcji stand-by komora sterylizacji jest podgrzewana tak, aby wyeliminować operację ogrzewania i zaoszczędzić około 10-15 minut w drugim cyklu sterylizacji i zapobiega tworzeniu się wilgoci,
    - Funkcja DRY - można wybrać czas schnięcia między 1-5-10 minut,
    - Autoklaw wyposażony jest w drukarkę co umożliwi zrobienie natychmiastowego wydruku (wymiar rolki papieru 60 mm),
- **Dane techniczne:**
  - Temperatura sterylizacji: 121°C - 134 °C,
  - 5 programów pracy,
  - Ciśnienie robocze:
    - 121 °C (1.0-1.3) bar,
    - 134 °C (2.0-2.4) bar,
  - Wielkość komory sterylizacyjnej: 230 x 360 mm,
  - Pojemność komory sterylizacyjnej: 12 litrów,
  - Rozmiar tac: 160 x 310 mm,
  - Pojemność zbiorników:
    - Woda destylowana: 3,6 l,
    - Zużyta woda: 5 l,
  - Zużycie wody na cykl: 0,3 / 0,5 l - 10 cykli,
  - Filtr bakteriologiczny:
    - Średnica: ø 56 mm,
    - Zdolność filtrowania: 0.3 µm,
  - Maksymalny poziom hałasu: 62 dB,
  - Waga brutto: 44 kg,
  - Gabaryty: 40,5 x 60 x 41,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
  - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

