



Materac przeciwdleżynowy z pompą zmiennociśnieniową FDA P06 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Materac pneumatyczny zmiennociśnieniowy: 70 - 120 mmHg,
- Wydajna cicha pompa: 14 l/min,
- Czas cyklu: 6/9/12/25 min,
- Ilość komór: 20,
- Powierzchnia użytkowa około: 215 x 105 cm,
- **Posiada funkcję:**
 - Wentylacji,
 - Poduszki,
 - CPR „Quick Deflate” dla procedur awaryjnych,
- Maksymalna waga pacjenta: 210 kg,
- Gabaryt pompy: 29(L) x 12(S) x 10(H) cm,
- Waga pompy: 4 kg,
- Waga materaca: 10 kg,
- **W zestawie:**
 - Torba do transportu,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

