



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Łóżko bariatryczne MMO 8000 (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Maksymalna waga pacjenta: 250 kg,
- Bezpieczne obciążenie robocze: 340 kg,
- Leże wypełnione panelami wykonanymi z płyty HPL o grubości 12 mm,
- Szerokość leża: 1000 / 1150 / 1200 mm,
- Szerokość łóżka wraz z barierkami bocznymi: 1150 / 1250 / 1350 mm,
- Długość leża: bazowa - 2000 mm, z przedłużeniem do 2180 mm,
- Długość całkowita: 2140 mm - 2320 mm,
- Barierki boczne o wysokości 480 mm, z czterema poprzeczkami, składane przy użyciu jednej ręki,
- Dla zapewnienia lepszego rozłożenia ciężaru zestaw ośmiu podwójnych kół o średnicy 100 mm. Od strony szczytu górnego koła kierunkowe, centralna blokada wszystkich kół uruchamiana od strony szczytu dolnego,
- Automatyczna blokada hamulca centralnego w najniższej pozycji,
- Elektryczne sterowanie wysokością, kątem nachylenia segmentu oparcia pleców i ud, elektryczna funkcja CPR. Realizowane za pomocą sterownika przewodowego pacjenta i panelu sterowania dla opiekuna,
- Regulacja wysokości w zakresie: 210 - 830 mm,
- Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga: 14°,
- Regulacja nachylenia segmentu oparcia: 70°, segmentu ud 30°, segmentu podudzi 20°,
- W czasie regulacji segmentu oparcia automatyczna pauza przy osiągnięciu kąta 30° i 45°,
- Elektryczny i manualny CPR, oznaczone kolorystycznie dźwignie zlokalizowane z obu stron łóżka,
- Oświetlenie nocne LED, zlokalizowane pod łóżkiem,
- Półka na pościel,
- Zasilanie akumulatorowe,
- Statyw kroplówki,
- Uchwyty do mocowania pasów unieruchamiających pacjenta,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

