



Monitor LCD EIZO RadiForce GS-310 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 100 W,
- Dedykowany jako monitor diagnostyczny do stacji CR, DR, DSA, MRI oraz CT,
- Monochromatyczny,
- Wielkość MPix: 3 MP,
- Przekątna ekranu: 20,8"
- Rozdzielczość: 2048 x 1536 / 1536 x 2048 pikseli,
- Współczynnik kontrastu: 900: 1,
- Jasność: 700 cd/m²,
- Zalecana jasność do kalibracji: 450 cd/m²,
- Kąt widzenia: 170° (poziomy i pionowy),
- Liczba jednocześnie wyświetlanych kolorów: 1024 skali szarości (10-bit),
- LUT wewnętrzny monitora: 13-bit (8161 stopnie skali szarości),
- Czas reakcji matrycy: 50 ms,
- Częstotliwości odświeżania (H, V): 31-100 kHz, 48-71,5 Hz,
- Regulowana wysokość i kąt nachylenia panelu LCD,
- **Złącza wejściowe - wyjściowe:**
 - Złącze DVI (1) 24 + 5 pinowe złącze,
 - Rozdzielacz USB: 4 x złącze USB typu A, 1 x USB typu B
- Gabaryt: 48,5 x 9/19,5 x 46/54,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

