



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor stomatologiczny EKOM DK50 2V/M (bez skrzynki, z membranowym osuszaczem) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji słowackiej,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie znamionowe: 230V/ 50 (60) Hz
 - Bezolejowy,
 - Częstotliwość: 3x400V/ 50 Hz
 - Moc: 1,1 kW, 1,2 kW (3x400/50)
 - Do zasilania: dwóch unitów,
 - Ilość zestawów dentystycznych: 2
 - Wydajność kompresora (ciśnienie robocze 5-7bar):
 - 108 l.min- 1/ 5 bar
 - Pojemność zbiornika: 25 lit.
 - Tryb eksploatacji: S1-100%
 - Głośność:
 - ≤ 69 dB [A]
 - Masa: 63 kg/ 61 kg (3x400/50),
 - Stopień suszenia powietrza: punkt rosy -20°C
 - Do zasilania: dwóch unitów,
 - Wymiary (sz x g x w): 460x565x720 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

