



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor stomatologiczny EKOM DK50 4VR/50S (ze skrzynką) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji słowackiej,
- **Dane techniczne:**
 - Częstotliwość: 3x400V/ 50 Hz
 - Moc: 2,2 kW
 - Ilość zestawów dentystycznych: 4
 - Wydajność kompresora (ciśnienie robocze 6-8bar):
 - 250 l.min- 1/ 6 bar
 - Pojemność zbiornika: 50
 - Tryb eksploatacji: S1-100%
 - Do zasilania: czterech unitów,
 - Bezolejowy,
 - Głośność:
 - ≤ 58 dB [A]
 - Wymiary (sz x g x w): 750x770x1015 mm,
 - Masa: 128kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

