



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor stomatologiczny EKOM DK50 2x2V/110S/M (ze skrzynką, z membranowym osuszaczem) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji słowackiej,
- **Dane techniczne:**
 - Częstotliwość: 3x400V/50Hz
 - Napięcie znamionowe: 230V/50(60)Hz, 115V/60Hz,
 - Moc: 2x1,1 kW (115V/ 60Hz)
 - Ilość zestawów dentystycznych: 3-4
 - Wydajność kompresora (ciśnienie robocze 5-7bar)
 - 225 l.min- 1/ 5 bar
 - Pojemność zbiornika: 110l.
 - Tryb eksploatacji: S1-100%
 - Do zasilania: czterech unitów,
 - Bezolejowy,
 - Głośność:
 - ≤ 56 dB [A]
 - Wymiary (sz x g x w): 1200x725x992 mm
 - Masa: 184 kg,182 kg (3x400/50)
 - Stopień suszenia powietrza: punkt rosy -20°C
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

