



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kompresor stomatologiczny EKOM DK50 2x2V/110S/M (ze skrzynką, z membranowym osuszaczem) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji słowackiej,
- **Dane techniczne:**
  - Częstotliwość: 3x400V/50Hz
  - Napięcie znamionowe: 400V/50Hz,
  - Moc: 2x1,1 kW (115V/ 60Hz)
  - Ilość zestawów dentystycznych: 3-4
  - Wydajność kompresora (ciśnienie robocze 5-7bar)
    - 225 l.min- 1/ 5 bar
  - Pojemność zbiornika: 110l.
  - Tryb eksploatacji: S1-100%
  - Do zasilania: czterech unitów,
  - Bezolejowy,
  - Głośność:
    - ≤ 56 dB [A]
  - Wymiary (sz x g x w): 1200x725x992 mm
  - Masa: 184 kg,182 kg (3x400/50)
  - Stopień suszenia powietrza: punkt rosy -20°C
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

