



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor Ssak EKOM DUO/M (ze skrzynką, z membranowym osuszaczem) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji słowackiej,
- Kompresor DK50 PLUS + Ssak
- **Dane techniczne:**
 - Częstotliwość: 230V/ 50 (60) Hz
 - Ilość zestawów dentystycznych: 1
 - Napięcie sterujące: 24/0,1 V/A DC/AC
 - Wydajność kompresora (ciśnienie robocze 5-7bar):
 - 58 l.min- 1/ 5 bar (50Hz)
 - 68 l.min- 1/ 5 bar (60Hz)
 - Pojemność zbiornika: 25l.
 - Tryb eksploatacji: S1-100%
 - Do zasilania: do jednego unitu stomatologicznego,
 - Bezolejowy,
 - Głośność:
 - ≤ 47 dB [A] (50Hz)
 - ≤ 50 dB [A] (60Hz)
 - Wymiary (sz x g x w): 560x684x1251 mm
 - Masa: 119kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

