



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica endowaginalna BROADSOUND ES6E123 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji tajwańskiej (2014r.),
- Nazwa sondy: EC123,
- Współpraca z aparatami USG Esaote typu: Picus / DU3 / 4 / Caris Plus / My Lab 15 / 20 / 25 / 30,
- Typ: microconvex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa,
- Zakres częstotliwości pracy: 4 - 8 MHz,
- Zastosowanie: endowaginalne,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

