



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kamera endoskopowa OLYMPUS OTV-SX2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- TV type: PAL,
- Regulacja nasycenia kolorów: czerwony, niebieski,
- Funkcja WHITE BALANCE (Balans bieli),
- Regulacja przyston,
- Wzmocnienie wideo,
- **Wyjścia:**
 - Video OUT,
 - 2 x Y/C,
 - RGB,
 - H.COPY,
 - SYSTEM,
 - VTR REMONT,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - Procesor obrazu OTV-SX2C,
 - Głowa kamery OLYMPUS OTV-SX2 przystosowana do endoskopów sztywnych, umieszczona w przenośnej walizce,
- Gabaryt: 29.5 x 38 x 9.5 cm,
- Waga: 4 kg,
- Posiada aktualny przegląd, oraz Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

