



### **Kamera endoskopowa PENTAX ENDO-VISION 3000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 19 W,
- System kolorów PAL / NTSC,
- Mikroprzełączniki do regulacji jasności, wzmocnienia i balansu bieli,
- **Posiada gniazda:**
  - 2 x S- VHS,
  - Wyjście Audio,
  - 2 x BNC,
  - RGB,
- **W zestawie głowa kamery IPX7:**
  - Format obrazu typu PAL,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

