



## **Video-kolonoskop OLYMPUS PCF-160AL (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 12 mm,
- Średnica zewnętrzna końcówki: 11,5 mm,
- Średnica kanału roboczego: 3,2 mm,
- Długość robocza: 1680 mm,
- Długość całkowita: 2000 mm,
- Głębokość ostrości: 3-100 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 180°/180°
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 160°/160°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
- W pełni kompatybilny z procesorami CV-180/160/140,
- W zestawie:
  - Zawór ssący,
  - Zawór wodno-powietrzny,
  - Korek (zatyczka) do mycia endoskopu,
  - Oryginalna walizka,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## **ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

