



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-duodenoskop OLYMPUS TJF-160VR (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd z boku 5°,
- Średnica zewnętrzna:  $\varnothing$  11,3 mm,
- Średnica kanału roboczego: 4,2 mm,
- Długość robocza: 1240 mm,
- Długość całkowita: 1550 mm,
- Głębina ostrości: 5-60 mm,
- Natężenie przepływu powietrza: 25 cm<sup>3</sup> / s,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 120°/90°
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 110°/90°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 100°,
- W zestawie:
  - Zawór ssący,
  - Zawór wodno-powietrzny,
  - Korek (zatyczka) do mycia endoskopu,
  - Oryginalna walizka,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## **ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

