



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-duodenoskop OLYMPUS TJF-160VR (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd z boku 5°,
- Średnica zewnętrzna: \varnothing 11,3 mm,
- Średnica kanału roboczego: 4,2 mm,
- Długość robocza: 1240 mm,
- Długość całkowita: 1550 mm,
- Głębina ostrości: 5-60 mm,
- Natężenie przepływu powietrza: 25 cm³ / s,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 120°/90°
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 110°/90°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 100°,
- W zestawie:
 - Zawór ssący,
 - Zawór wodno-powietrzny,
 - Korek (zatyczka) do mycia endoskopu,
 - Oryginalna walizka,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

