



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-rhinolaryngoskop/Laryngoskop OLYMPUS ENF-V2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Długość robocza: 300 mm,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 90°,
- Głębina pola: 5-50 mm,
- Średnica zewnętrzna: 3,2 mm,
- Rurka wprowadzająca o średnicy zewnętrznej: 3,4 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 130°,
- W komplecie:
 - Walizka o wymiarach: 59 x 43 x 14 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

