



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Video-rhinolaryngoskop/Laryngoskop OLYMPUS ENF-V2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Długość robocza: 300 mm,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 90°,
- Głębina pola: 5-50 mm,
- Średnica zewnętrzna: 3,2 mm,
- Rurka wprowadzająca o średnicy zewnętrznej: 3,4 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 130°,
- W komplecie:
  - Walizka o wymiarach: 59 x 43 x 14 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

