



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-ureteroskop OLYMPUS WA50200A (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: 7°,
- Długość końcówki: 430 mm,
- Długość światłowodu: 3000 mm,
- Kanał: 4,2,
- Atraumatyczna końcówka,
- Wyjątkowo wąska rura wprowadzająca,
- Rozmiar obrazu zwiększony o 25%,
- Port z dwoma końcówkami irygacyjnymi,
- Kompatybilny z procesorem OTV S7,
- **W zestawie:**
 - Pojemnik autoklawowalny OLYMPUS TRAY WA59383A,
- Gabaryty: 59,5 x 29,5 x 5,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

