



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor medyczny LCD STORZ 200902 37 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V, poprzez zasilacz DC 12V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 48 W,
- Rozmiar obrazu: 19'
- Złącza wejściowe wideo: DVI-D,
- Gabaryt: 447 x 387 x 85 mm,
- Waga: 8,5 kg,
- Kat 01
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

