



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Nagrywarka CD-DVD MEDISCO DIVICOM CD VTR-160 (Powystawowy (demo))**

- Nowa, powystawowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 W,
- Obsługiwane formaty:
  - Odtwarzanie: CD-DVD, HQ-VCD, S-VCD, VCD, audio CD,
  - Nagrywanie: CD-DVD, HQ-VCD, S-VCD, VCD,
- Format Video CCIR 601 PAL
- CD-DVD: 704 x 576 at 25 bps 5 MB/s, 18/20 minut,
- S-VCD: 352 x 576 at 25 bps 2.4 MB/s, 36/40 minut,
- HQ-VCD: 352 x 288 at 25 bps 2.4 MB/s, 36/40 minut,
- VCD: 352 x 288 at 25 bps 1.15 MB/s, 74/80 minut,
- Video wejścia: S-Video (Y/C mini DIN, Video BNC, DV (IEEE 1394/iLINK) 4-pin connection (CD-VTR 160 only),
- Video wyjścia: S-Video (Y/C) mini DIN, Video BNC, Y.U.V., R.G.B., BNC,
- Audio wejście: Stereo cinch,
- Audio wyjście: Stereo cinch,
- **W zestawie:**
  - Przewód DV,
  - S-Video,
  - Przewód zasilający,
- Gabaryt: 220 x 415 x 115 mm,
- Waga: 7 kg,
- Instrukcja obsługi w języku niemieckim, angielskim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

