



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor medyczny GE CDA19 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji tajwańskiej,
- Numer modelu: USE1913A,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 100 W,
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej: 19",
- Rozdzielczość: 1280 x 1024 pikseli,
- Współczynnik proporcji: 4 : 3,
- Odświeżanie: 60 Hz,
- Antyrefleksyjna powłoka minimalizująca odbicia,
- Regulacja wysokości w zakresie: 47 - 52 cm,
- Regulacja kąta monitora (statyw): góra / dół,
- Zdejmowana klapka zakrywająca porty wejścia,
- **Ustawienia ekranu:**
  - Jasność,
  - Kontrast,
  - Kolor,
  - Temperatura,
- **Złącza wejścia / wyjścia:**
  - DVI,
  - VGA,
- W zestawie zasilacz z przewodem zasilającym,
- Wymiary: 43 x 47,5 x 25 cm,
- Waga: ok. 4,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

