



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny NEC MULTISYNC LCD1990SXI (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 46 W,
- Monitor o przekątnej ekranu 19" klasy high-end,
- Technologia panelu: IPS,
- Format obrazu: 5:4,
- Jasność: 220 cd/m²,
- Kontrast: 600:1,
- Rozdzielczość natywna: 1280 x 1024,
- Kąt widzenia w pionie i w poziomie: 178°,
- Czas reakcji matrycy: 18 ms,
- Wysoka jakość wykonania,
- Ramka o szerokości 12 mm,
- Wbudowany timer, który automatycznie włącza i wyłącza monitor zapobiegając niepotrzebnemu zużyciu energii,
- Szeroki zakres regulacji parametrów wyświetlania,
- Wyświetlane kolory: 16,7 miliona,
- Skok pikselowy: 0,29 mm,
- Zakres synchronizacji: 50 - 85 Hz,
- Szeroki zakres regulacji monitora:
 - Wysokość: 15 cm,
 - Kąt pionowy: do 30°,
 - Obrót ekranu: 90°,
- Wbudowane gniazda:
 - DVI-D,
 - DVI-I,
 - VGA,
- Wymiary: 40 x 23 x 40,5/55,5 cm,
- Waga ze statywem: 9 kg,
- Instrukcja obsługi w wielu językach,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

