



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zestaw do prób wysiłkowych BTL (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji UK,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - Aparat EKG BTL-08 MT Plus;
    - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
    - Produkcji UK (12.2011r.),
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - 3, 6, 12-kanalowe EKG do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń,
    - Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej: 5.7" (118 x 89 mm),
    - Rozdzielczość ekranu: 320 x 240,
    - Klawiatura alfanumeryczna, funkcyjna i przyciski na ekranie dotykowym,
    - Kontrola kontaktu każdej elektrody,
    - Wyposażony w drukarkę termiczną,
    - Szerokość papieru: 112 mm,
    - Bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4),
    - Czułość: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV,
    - Prędkość wydruku: 5, 10, 25, 50 mm/s,
    - Filtr zakłóceń sieciowych: 50/60 Hz,
    - Filtr zakłóceń mięśniowych: 25, 35 Hz,
    - Filtr izolacji: 0.05 (3.2s), 0.11 (1.5s), 0.25 (0.6s), 0.50 (0.3s), 1.50 (0.1s), splines,
    - Filtry automatyczne: autoadaptacyjne,
    - Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2,
    - Do 120 badań w pamięci aparatu (10 sek.),
    - Nieograniczona liczba profili,
    - Tryb ręczny, automatyczny i LONG,
    - Zapis w czasie rzeczywistym i synchro w trybie automatycznym,
    - Wsteczne zapisywanie EKG,
    - Zabezpieczenie przed defibrylacją,
    - Detekcja kardiostymulatorów,
    - Wbudowany akumulator,
    - **Parametry techniczne:**
      - Częstotliwość wzorcowa: 0,05 - 150 Hz,
      - Rozdzielczość cyfrowa: 3,9  $\mu$ V,
      - Przetwarzanie analogowo cyfrowe A / D: 13 bitów,
      - Częstotliwość próbkowania: EKG 2000 Hz,
      - Zakres dynamiki: 15,9 mV,
      - Polaryzacja napięcia:  $\pm$  400 mV,
      - Max. zgodność napięcia:  $\pm$  5 V,
      - Impedancja wejściowa: > 20 MOhm,
      - Wydajność akumulatora: 3 - 4 godzin ciągłego zapisu, 15 minut ciągłego wydruku,
      - Czas ładowania: maksymalnie 10 godzin (w przypadku całkowitego wyładowania),
    - **W zestawie:**
      - Dwa kable EKG 10-odprowadzeniowe,
      - Elektrody klipsowe kończynowe: 4 sztuki,
      - Elektrody piersiowe: 6 sztuk,
      - Kabel połączeniowy: konwersja RS232 - USB,
      - Przewód przedłużający USB,
      - Przewód zasilający,
      - Instrukcja obsługi w języku polskim,
    - Wymiary: 33 x 26,5 x 8 cm,
    - Waga: 3,2 kg,
  - Bieżnia BTL Model Treadmill;
    - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
    - Produkcji UK (2014r.),
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - Moc: 1,5 KVA,
    - Sterowana komputerowo poprzez port RS232,
    - Trwała konstrukcja z poręczami,
    - Dwa przyciski natychmiastowego wyłączenia,
    - System wyrównywania pasów,
    - Niska wysokość stopnia,
    - Bardzo cicha praca,
    - System absorbujący wstrząsy,
    - Specjalny pas do biegania o grubości 3 mm,
    - Zakres prędkości: 0 - 20 km/h,
    - Krok prędkości: 0,1 km/h,
    - Zakres nachylenia: 0 - 25 %,
    - Krok nachylenia: 0,5 %,
    - Maksymalny ciężar pacjenta: 200 kg,
    - **W zestawie:**
      - Klucz do prób wysiłkowych BTL-08 E300 M,
      - Przewód połączeniowy,
      - Przewód zasilający,
    - Powierzchnia użytkowa: 50 x 150 cm,
    - Wymiary: 205 x 80 x 112 cm,
    - Waga: 163 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

