



Wanna do kąpielii wirowej UNBESCHIEDEN GMBH 0.8-1 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2,6 kW,
- Klasa ochronności: I,
- Przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych,
- Wykonana ze szkła akrylowego zapewniającego dzięki własnościom tego tworzywa łatwe utrzymanie higieny i wysoką odporność na czynniki chemiczne,
- Ergonomiczny kształt wanny pozwala pacjentowi zająć wygodną pozycję podczas zabiegu,
- Pojemność komory: 360 litrów,
- Pokręta do regulacji temperatury wody,
- Regulacja mocy przepływu wody i powietrza,
- Wbudowany prysznic,
- Wbudowany termometr,
- Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem do regulacji czasu kąpielii,
- Dopływ ciepłej i zimnej wody - węże 3/4 cala w zestawie,
- Odpływ kanalizacyjny o średnicy: 4 cm,
- Wymiary:
 - Komora: 57 x 97,5 x 71,5 cm,
 - Gabaryt ogólny: 79 x 133 x 107 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

