



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wanna do masażu podwodnego UNBESCHIEDEN GMBH 0.20 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1,7 kW,
- Wykonana ze szkła akrylowego zapewniającego dzięki własnościom tego tworzywa łatwe utrzymanie higieny i wysoką odporność na czynniki chemiczne,
- Ergonomiczny kształt wanny pozwala pacjentowi zająć wygodną pozycję podczas zabiegu,
- Zintegrowany wewnętrzny prysznic z funkcją masażu podwodnego,
- Wbudowana, elektrycznie załączana pompa o wydajności 200 l/min,
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy kontrolowane przez poziom napełnienia,
- System rur wewnątrz urządzenia wykonany jest z miedzi i żaroodpornego tworzywa sztucznego,
- Bezstopniowo regulowane ciśnienie masażu od 0 do 5,5 bar,
- Zintegrowany zawór kontroli ciśnienia masażu,
- Wbudowany zawór do mieszania powietrza ze strumieniem wody,
- Wbudowany manometr wskazujący ciśnienie masażu,
- Wbudowane termometry wskazujące temperaturę wody w wannie i na wylewce,
- Pokręta do regulacji temperatury wody,
- Wymiary:
  - Komora: 195 x 90 x 60 cm,
  - Gabaryt ogólny: 245 x 105 x 110 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

