



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SELENE M (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję, oraz stałą wysokość,
- W podstawie obudowanej tworzywem ABS znajduje się składany stopień metalowy ułatwiający wejście i zejście z fotela,
- Oparcie fotela oraz siedzisko są regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- W standardzie fotel wyposażony jest w komplet podkolanników regulowanych we wszystkich płaszczyznach, miskę ze stali nierdzewnej oraz komplet euroszyn montowany po bokach siedziska,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „Presitige” które są dostępne za dopłatą,
- **Za dodatkową opłatą:**
 - Wieszak na papier,
 - Demontowany podnóżek,
 - Uchwyty rąk (podłokietniki),
 - Wieszak na kroplówkę,
 - Podpórka na iniekcji,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość bez podnóżka 139 cm, z podnóżkiem 190 cm,
 - Szerokość 65 cm,
 - Wysokość 85 cm,
 - Pozycja Trendelenburga 0° - 20°,
 - Pozycja Anty Trendelenburga -15° - 0°,
 - Kąt regulacji oparcia 0° - 75°,
 - Wysokość stopnia 25 cm,
 - Masa własna 70 kg,
 - Maksymalne obciążenie 160 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

