



## Podnóżki (podkolanniki) PRAISTECH typu Goepel (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji polskiej,
- Służą do podpierania kończyn dolnych w pozycji leżącej lub siedzącej,
- Wyposażone są w poliuretanowe materace o wymiarach: 17,5 x 27,5 x 3 cm,
- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- Podnóżki osadzone na przegubie kulowym umożliwiają regulację w wielu płaszczyznach,
- W skład zestawu wchodzi dwa podnóżki z ramionami oraz dwie kości montażowe do szyny z możliwością regulacji wysokości oraz kąta nachylenia,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

