



Podpora ręki do fotela PRAISTECH SO17 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Przeznaczona do foteli diagnostyczno-zabiegowych,
- Manualna regulacja w poziomie,
- W zestawie uchwyt do montażu na euro szynę,
- Wymiary: 150 x 480 x 57 mm,
- Kat SO17,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

