



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laryngofiberoskop/Laryngoskop OLYMPUS LF-GP (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 4,1 mm,
- Średnica zewnętrzna końcówki: 3,8 mm,
- Średnica kanału roboczego (ssącego): 1,5 mm,
- Długość robocza: 600 mm,
- Długość całkowita: 855 mm,
- Głębokość ostrości: 4 - 50 mm,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 120° / 120°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 90°,
- W zestawie walizka o wymiarach: 33 x 9 x 40 cm,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE URZĄDZENIA

