



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kleszcze do gorącej biopsji HEYINOVO WF-2423DG (Powystawowy (demo))

- Nowe, powystawowe,
- Wielorazowego użytku,
- Autoklawowalne: 134°C,
- Do kanału roboczego o średnicy: 2.8 mm,
- Średnica rury: 2.4 mm,
- Długość robocza: 2300 mm,
- **Termin ważności: 03-2019,**

