



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna SURTRON TOUCH 200 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji włoskiej,
- Jest przeznaczona do małych i średnich zabiegów operacyjnych
- Jest odpowiednia do precyzyjnych operacji monopolarnych i dwubiegunowych oraz mikrochirurgii,
- Umożliwia głęboką personalizację ustawień i zapamiętywanie dla dowolnej liczby operatorów.
- Możliwość przełączania w uchwycie elektrody wyjściowych funkcji monopolarnych jak również dostarczania prądu, pozwala na wykonywanie zabiegu chirurgicznego bez potrzeby odwracania uwagi chirurga od miejsca operacji.
- Kontrolowany jest poziom bezpieczeństwa kontaktu pomiędzy rozdzielną elektrodą bierną a pacjentem.
- Połączenie elektrody neutralnej jest stale monitorowane,
- Posiada dotykowy ekran 7", który umożliwia sterowanie parametrami urządzenia.
- Umożliwia wykonanie minimalnie inwazyjnego zabiegu chirurgicznego.
- Odczyt elektroniczny dostarczonej mocy wraz z monitorowaniem funkcji operacyjnych przez mikrokontroler gwarantuje całkowitą wiarygodność warunków pracy.
- **Dzięki swoim możliwościom, pozwala na:**
 - CIĘCIE,
 - cięcie-koagulację CIĘCIE MIESZANE,
 - powierzchniową koagulację FORSOWNA,
 - głęboką koagulację bez obumierania tkanki MIĘKKA KOAGULACJA,
 - koagulację BIPOLARNĄ,
 - cięcie BIPOLARNE,
- **Zastosowanie:**
 - Chirurgia ambulatoryjna, pediatryczna, naczyniowa, plastyczna,
 - Endoskopia,
 - Dermatologia,
 - Otolaryngologia,
 - Urologia,
 - Ginekologia,
 - Weterynaria,
 - Pierwsza pomoc,
 - Gastroenterologia,
 - Pneumologia,
 - Neurochirurgia
- **Możliwości:**
 - Możliwość użycia przy operacjach z minimalną inwazyjnością
 - Możliwość użycia bipolarnych szczypiec
 - Możliwość użycia rozdzielnej elektrody biernej
 - Planowanie warunków pracy
 - Zapamiętywanie ostatnich ustawień
 - Włączanie elektrody monopolarnej przez przełącznik nożny lub znajdujący się w uchwycie
 - Cyfrowa regulacja i wskazania mocy wyjściowej
 - Regulacja natężenia dźwięków informacyjnych
 - Wysokie osiągi w małym rozmiarze
 - Aktywacja w uchwycie ręcznym lub przełączniku nożnym
 - Bipolarna koagulacja dla bezpieczniejszych zabiegów
- **Dane techniczne:**
 - Maksymalna moc wyjściowa:
 - Cięcia CUT - 200 W-250 Ω,
 - Cięcia mieszanego BLEND - 150 W-200 Ω,
 - Koagulacji Forsownej FORCED COAG - 150 W-150 Ω,
 - Koagulacji Miękkiej SOFT COAG - 100 W-100 Ω,
 - Koagulacji Bipolarnej BIPOLAR - 100 W-100 Ω,
 - Częstotliwość pracy - 360 kHz,
 - Obwód elektryczny pacjenta - F,
 - Wybór napięcia zasilania - 115 -230 Vac,
 - Częstotliwość znamionowa - 50-60 Hz,
 - Napięcie zasilania - 350 VA,
 - Waga - 5.8 kg,
 - Wymiary w mm - 370x145x300,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

