



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna SURTRON FLASH 160 HF (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji włoskiej,
- Aparat elektrochirurgiczny SURTON FLASH 160W HF jest wszechstronnym aparatem elektrochirurgicznym spełniającym najbardziej restrykcyjne wymagania bloku operacyjnego.
- Gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta, dzięki możliwości założenia elektrody neutralnej i jej stałego monitorowania.
- Parametry obwodu wyjściowego są stale monitorowane.
- Bogaty wybór elektrod.
- Aparat produkcji włoskiej.
- Możliwość kontroli mocy..
- Umożliwia stałe monitorowanie elektrody neutralnej pacjenta ,
- **Posiada funkcje:**
 - Kontrola obwodu pacjenta,
 - Kontrola mocy,
 - Autotesty,
- **Programy dla diatermii:**
 - CUT cięcie gładkie,
 - ENCHACED cięcie koagulacyjne ,
 - BLEND cięcie mieszane,
 - FORCED COAG koagulacja forsowna,
 - SOFT COAG koagulacja miękka (biała) bez karbonizacji,
 - BIPOLAR COAG koagulacja dwubiegunowa,
 - BIPOLAR ABL ablacja dwubiegunowa
- **Zastosowanie:**
 - Chirurgia ambulatoryjna, pediatryczna, naczyniowa, plastyczna,
 - Endoskopia,
 - Dermatologia,
 - Otolaryngologia,
 - Okulistyka,
 - Urologia,
 - Stomatologia,
 - Ginekologia,
 - Weterynaria,
 - Pierwsza pomoc,
 - Gastroenterologia,
 - Pneumologia,
 - Neurochirurgia
- **Dane techniczne:**
 - Szerokość - 37 cm,
 - Wysokość - 14.4 cm,
 - Głębokość - 28.8 cm,
 - Masa własna - 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

