



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna SURTRON ABC (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji włoskiej,
- SURTRON to moduł, który można połączyć z kompatybilnym urządzeniem elektrochirurgicznym, specyficzny dla elektrochirurgicznych procedur koagulacji z użyciem gazu argonowego, wskazany dla obu metod otwartych chirurgii i laparoskopii,
- Argon jest gazem obojętnym, który stosowany w połączeniu ze specyficznymi prądami do koagulacji o wysokiej częstotliwości generowanej przez jednostkę elektrochirurgiczną, pozwala uzyskać powierzchniową koagulację bez kontaktu dzięki jonizacji przepływu gazu przez prąd o wysokiej częstotliwości,
- Przystawka SURTRON działa w taki sposób, że połączenie z diatermią o zgodnych właściwościach z procedurami argonowymi umożliwia doprowadzanie zarówno poprzez ręczną aktywację, jak i aktywację nożną. Połączenie z przystawką SURTRON ABC nie wyklucza użycia innych funkcji diatermii, w rzeczywistości w przypadku użycia kompatybilnych urządzeń LED doprowadzenie gazu argonowego występuje tylko w przypadku doprowadzenia prądu o wysokiej koagulacja częstotliwości (SPRAY),

• Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe: 90-240 V,
 - Częstotliwość sieci: 50/60 Hz,
 - Elektryczna moc wejściowa: 70 VA,
 - Regulacja przepływu: 0.2 - 10 LPM,
 - Maksymalne ciśnienie wlotowe: 3.0 bar (43,5psi),
 - Klasa elektryczna: I CF,
 - Rozmiar WxHxD mm: 470x150x400,
 - Waga: 8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja 24 miesiące,

