



Podnośnik-pionizator pacjenta LIKO ROLLON (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji szwedzkiej (12-2014r.),
- RollOn jest urządzeniem pionizującym przeznaczonym do bezpiecznych transferów do i z pozycji siedzącej. Doskonale sprawdza się w sytuacjach wymagających transferu do lub z toalety, bądź też pomiędzy łóżkiem i krzesłem. RollOn może stanowić także alternatywę dla wózka inwalidzkiego w niektórych sytuacjach, kiedy pacjent ma zachwianą równowagę, np. gdy wstaje po raz pierwszy po operacji czy porodzie. Pionizator RollOn funkcjonuje w ten sposób, że pacjent używa swojej siły, by podciągnąć się do pozycji stojącej. W momencie znajdowania się w pozycji stojącej pacjent zabezpieczony jest ochronnymi i stabilnymi podpórkami,
- Prosta, intuicyjna, manualna i nieskomplikowana obsługa,
- Bezpieczne i łatwe w otwieraniu tylne wsporniki,
- Pionizator wykonany z aluminium ułatwia manewrowanie,
- Maksymalne obciążenie: 160 kg,
- Regulacja wysokości podpórek tylnych w zakresie: 96 - 114 cm,
- Regulacja rozstawu nóg pionizatora w zakresie: 47,5 - 80 cm,
- Szeroki zakres regulacji wysokości podpórek przednich,
- Kółka o średnicy: 75 mm (w tym dwa z hamulcami),
- Wymiary: 62 x 92 x 140 cm,
- Waga: 25 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

