



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Uchwyt boczny MAQUET 1002.21C0 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Służy do bocznego zabezpieczenia pacjenta,
- Lepszy rozkład nacisku dzięki lekko wklęsłemu kształtowi,
- Wyjmowana wyściółka ułatwia czyszczenie,
- Zintegrowany blok mocujący,
- Wymiary materaca: 9,5 x 21 x 4,5 cm,
- Gabaryt ogólny: 9,5 x 38 x 4,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

