



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kardioangiograf SIEMENS AXIOM ARTIS DFC (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Platforma Siemens Axiom Artis jest jednym z najbardziej wszechstronnych systemów radiologii interwencyjnej na rynku,
- Model dFC - cyfrowy montowany na podłodze,
- **Ramię C:**
 - Zakres obrotów:
 - LAO/RAO: 120°/120°,
 - CRA/CAU: 55°/45°,
 - Głębokość ramienia: 93 cm,
 - Zakres FDD: 53 - 83 cm,
 - Zakres ruchu podpórki ramienia: od +119° do -185°,
 - Montaż podłogowy,
 - Masa wspornika ramienia: 665 kg,
- **Generator:**
 - Nominalna moc: 100 kW,
 - Generator wysokiej częstotliwości,
 - Radiografia: 50 - 125 kV,
 - Fluoroscopia: 50 - 125 kV,
 - Maksymalny prąd lampy: 1000 mA,
 - Impuls fluorowy (częstotliwość): 10, 15 i 30 pps,
 - Szerokość impulsu: od 3,2 do 10 ms,
 - Automatyczna kontrola fluoroskopii (kV i mA),
 - Tryb fluoroskopii o wysokim kontraście: 170 mA,
 - Rodzaj wkładki MEGALIX Cat,
 - Rozmiary ogniskowej: 0,4 / 0,8 mm,
 - Nominalna moc wejściowa anody: 35/80 kW,
 - Masa generatora: 350 kg,
- **Stół:**
 - Ruch wzdłużny: 125 cm,
 - Zakres ruchu boczny: $\pm 17,5$ cm,
 - Przechył w zakresie: $\pm 15^\circ$ (trendelenburg i boczny),
 - Regulacja wysokości w zakresie: 77,5 - 110 cm,
 - Zakres obrotu blatu: $\pm 120^\circ$,
 - Maksymalna masa pacjenta: 200 kg,
 - Błat stołu wykonany z włókna węglowego,
 - Wymiary blatu: 229 x 45 cm,
 - Waga: 452 kg,
- **W zestawie:**
 - Stacja robocza - komputery i monitory,
 - Oprogramowanie i pełna dokumentacja,
 - Załącznik nożny,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

