



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urządzenie do modelowania sylwetki LPG ENDERMOLAB (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny idealny,
- Produkcji francuskiej (2018r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 830 W,
- **Endermolab** to innowacyjne (zintegrowane z łóżkiem zabiegowym), wszechstronne i kompaktowe urządzenie do zabiegów na twarz (Endermolift) i ciało (Lipomassage), wykorzystujące pełen zakres możliwości techniki LPG w zabiegach estetycznych, terapeutycznych i sportowych. Metoda Endermologie® to niezwykle skuteczny i nieinwazyjny endomasaż tkanki łącznej i mięśniowej o szerokim zastosowaniu:
 - Estetycznym (ujędrnianie skóry, zabiegi antycellulitowe, zabiegi wyszczuplające),
 - Sportowym (przygotowanie do wysiłku mięśni, powięzi, ścięgien, więzadeł),
 - Terapeutycznym (drenaż limfatyczny, regeneracja powysiłkowa, wspomaganie leczenia uszkodzeń mięśni, więzadeł, ścięgien),
- **Efekty metody Lipomassage:**
 - Modelowanie i kształtowanie sylwetki (efekt wyszczuplenia),
 - Likwidacja cellulitu (w każdym stopniu zaawansowania),
 - Ujędrnianie skóry (po porodach oraz kuracjach odchudzających),
 - Pobudzanie krążenia,
- **Efekty metody Endermolift:**
 - Poprawa owalu twarzy,
 - Poprawa konturu oczu,
 - Zabiegi ujędrniające (twarz, dekol, szyja, biust),
- **W zestawie 4 głowice:**
 - Alliance 50 - intensywna i precyzyjna stymulacja dostosowana do każdego rodzaju skóry, do mniejszych obszarów,
 - Alliance 80 - dopasowuje się do każdego rodzaju tkanki, optymalizuje intensywność terapii, do większych obszarów,
 - Motorized TR30 - do małych i trudno dostępnych obszarów zabiegowych,
 - Ergolift - moduł do twarzy i zmian typu małe blizny, dynamicznie stymuluje komórki skóry,
- W zestawie łóżko zabiegowe,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

