



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat anestezjologiczny DRAGER FABIUS MRI (Respirator/Wentylator) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Łatwy w obsłudze aparat do znieczulania do pracowni obrazowania metodą rezonansu magnetycznego,
- Podaż świeżego gazu z ręczną obsługą rotametrów,
- Ułatwione pozycjonowanie układu oddechowego po obu stronach,
- **Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy Dräger PLUG-IN,**
- Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 6,5",
- Urządzenie Fabius® MRI firmy Dräger zostało specjalnie zaprojektowane do pracy w środowisku MRI i jest certyfikowane do stosowania w obszarze pola magnetycznego o natężeniu do 40 mT lub 400 Gaussów. Zapewnia to niezawodną pracę przy urządzeniach obrazujących z magnesami o sile 1,5 a nawet 3,0 tesli,
- Aparat wyposażony jest w respirator tłokowy, który nie zużywa gazów napędowych. Taka konstrukcja zapewnia uzyskanie szerszego zakresu przepływów i dokładniejsze dozowanie objętości oddechowej niż w przypadku tradycyjnych respiratorów miechowych,
- **Tryby wentylacji:**
  - Tryb objętościowy,
  - Tryb ciśnieniowy,
  - Tryb wentylacji wspomagannej ciśnieniowo,
  - Tryb wentylacji SIMV/PS,
- Zakres regulacji częstości oddechów: 4 - 60 oddechów na minutę,
- Zakres regulacji objętości oddechowej: 20 - 1400 ml,
- Czas pracy przy zasilaniu bateryjnym: 45 - 120 minut,
- W zestawie dwa parowniki Dräger Vapor 2000 - do Izofluranu i Sevofluranu,
- Wymiary: 78 x 140 x 92 cm,
- Waga: 165,8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne.**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący (na rynku krajowym - Polska) obowiązuje w przypadku uruchomienia urządzenia przez naszego technika w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu,**
  - **3 miesiące na rynek międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,
- **OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

