



## Fotel kosmetyczny z podnóżkiem (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Wysokiej jakości fotel kosmetyczny do makijażu i pedicure z podnóżkiem,
- Oryginalna zmywalna tapicerka koloru jasnozielonego,
- Stelaż fotela jest bardzo stabilny i wytrzymały,
- Wygodny i estetyczny, idealny do małych salonów jak i salonów Spa,
- Szeroki zakres regulacji wysokości fotela: 67 - 85,5 cm,
- Fotel posiada funkcję kołyski z możliwością blokady,
- Wyposażony jest w dwa wygodne podłokietniki,
- Pięcioramienna podstawa fotela z kółkami,
- Podnóżek wyprofilowany pod nogę z regulacją wysokości w zakresie: 56 - 78,5 cm,
- Trójramienna podstawa podnóżka,
- Wymiary fotela:
  - Siedzisko: 52 x 47 x 8,5 cm,
  - Oparcie: 48,5 x 67,5 x 9 cm,
  - Średnica podstawy: 68 cm,
- Wymiary podnóżka:
  - Materac: 21 x 21 x 6 cm,
  - Średnica podstawy: 41 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

