



## Ogrzewacz inkubatorowy DRAGER RH600 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz akumulatorowe,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 680 W,
- Cztery promienniki 150 W, 110 V, max. 700°C,
- Dwie żarówki halogenowe 12 V, 20 W,
- Dziesięciostopniowa regulacja poziomu natężenia promieniowania, max. 23 mW/cm<sup>2</sup> przy odległości grzania 70 cm,
- Regulacja temperatury w zakresie: 35° - 37°C,
- Zakres pomiaru: 33° - 38°C,
- Dokładność: ± 0,3°C,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

