



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Laser liftingujący CUTERA TITAN (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Laser **Cutera Titan** pozwala na niechirurgiczne zwiększenie napięcia skóry i uzyskanie efektu liftingu,
- Jest to innowacyjna metoda napinania skóry, poprawy konturów twarzy, szyi, brzucha, ud i ramion. Titan stosuje promieniowanie w obszarze dalekiej podczerwieni na granicy fal radiowych o dużej mocy, podgrzewa skórę na głębokość do 3 mm,
- W wyniku promieniowania, w dolnych warstwach skóry zachodzi efekt termiczny, który powoduje ogrzanie włókien kolagenowych. Ogrzane włókna ulegają podrażnieniu, a tym samym zostają pobudzone do przebudowy. Skóra poddana promieniowaniu zagęszcza się i zostaje ściągnięta, czego efektem jest poprawa jej struktury oraz wygładzenie zmarszczek,
- Bezpieczny, komfortowy, nieinwazyjny,
- Zastosowanie na luźną i zbędną skórę całego ciała,
- Stymulacja długotrwałej odnowy kolagenu,
- Ciągłe chłodzenie skóry podczas zabiegu,
- Brak części zużywalnych (zamiennych) - niskie koszty eksploatacji,
- Długość fali: 1100, 1800 nm,
- Rozmiar plamki lub powierzchnia zabiegowa (promień celujący): 10 - 15 mm,
- Głowicę urządzenia wymienia się co 15000 impulsów, obecna głowica pozwoli wykonać jeszcze 9862 impulsy,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

