



Pompa do laparoskopii AESCULAP PROMIS LINE FLUID 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 70 W,
- To zaawansowany system zapewniający maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy, a tym samym zapewnia pełną funkcjonalność,
- Maksymalna moc sfluowania i ssania: 500 mmHg,
- Zakres przepływu: 0 - 1000 ml / min,
- Wymiary: 305 x 135 x 328 mm,
- Waga: około 10 kg,
- Instrukcja obsługi w różnych językach (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

